



Divaricatore Dinamico

Metodo Graf tipo 2

Il Divaricatore Dinamico Metodo Graf Tipo 2 è il tutore gradito all'ambiente pediatrico in quanto è indicato nel trattamento delle forme di anche con deficit di maturazione e/o criticità di Tipo II.



Disponibile in 3 misure:

(Nota: le misure vanno prese con i vestiti addosso)

- MISURA 0** Art. 600 Per bimbi dalla nascita fino alla 6^a settimana circa (Circonferenza torace 45-52 cm)
- MISURA 1** Art. 601 Per bimbi dalla 6^a alla 9^a settimana circa (Circonferenza torace 52-58 cm)
- MISURA 2** Art. 602 Per bimbi dalla 9^a settimana circa in poi (Circonferenza torace 55-62 cm)



Divaricatore Superior Graf

Il Divaricatore Superior Graf è il tutore gradito all'ambiente ortopedico in quanto è indicato nel trattamento delle forme di anche con deficit di maturazione e/o criticità di Tipo II c, Tipo III e Tipo IV della classificazione secondo Graf.



Disponibile in 4 misure:

(Nota: le misure vanno prese con i vestiti addosso)

- MISURA X0** Art. 500X Per bimbi molto piccoli
- MISURA 1** Art. 501 Per bimbi dalla 6^a alla 9^a settimana circa
- MISURA 0** Art. 500 Per bimbi dalla nascita fino alla 6^a settimana circa.
- MISURA 2** Art. 502 Per bimbi dalla 9^a settimana circa in poi

POVATEX s.a.s.
CE MADE IN ITALY

Per ulteriori informazioni

Tel. +39 0833 62 28 01 - Fax +39 0833 62 55 62 cell. +39 347 88 27 311

www.povatex.it e-mail: info@povatex.it

www.pannolini-lavabili.com

Linea Pediatrica Ortopedica



D.E.A.

Displasia Evolutiva dell'Anca





Baby Giò

PREVENZIONE DELLA DISPLASIA EVOLUTIVA DELL'ANCA PANNETTO MORBIDO

Il **Pannetto morbido Baby Giò** è l'alternativa più funzionale alla pratica comunemente nota come il "doppio pannolino".

È indicato sin dai primi giorni di vita in quanto favorisce la fisiologica postura delle anche del neonato. Nei paramorfismi neonatali stimola la normale morfologia articolare fino al momento del controllo ecografico.

LETTERA ALLA MAMMA

Cara mamma,
i miei amichetti mi hanno detto che, a scopo puramente preventivo, indossano, oltre al tradizionale pannolino, il "Pannetto Morbido Baby Giò". Esso mantiene le anche di noi bebè nella fisiologica posizione fino al controllo ecografico consentendone la maturazione. Ricordati, inoltre, di alternare e variare la mia posizione durante il riposo.

E tu cosa farai per me?
Ti abbraccio forte,
il tuo piccino.



- MISURA UNICA:** adatta a bambini dalla nascita fino 6-7 Kg.
Art. 202
- MISURA OSPEDALIERA:** solo per nati pretermine.
Art. 201



Mutandina Correttiva

Attraverso l'utilizzo della **Mutandina Correttiva Giò** si favorisce un'adeguata divaricazione delle anche in evoluzione, e, inoltre, si facilita una loro corretta maturazione anche in presenza di eventuale ossificazione tardiva.

Al fine di evitare traumatismi, è importante attenersi alla misura consigliata dal medico professionista che la determina in base alla divaricazione necessaria al trattamento.



Disponibile in 3 misure:

- MISURA 1:** per bimbi dalla nascita fino a 5/6 kg
Art. 301 (divaricazione indicativa 14 cm)
- MISURA 2:** per bimbi da 6 a 9 kg
Art. 302 (divaricazione indicativa 16 cm)
- MISURA 3:** per bimbi da 9 a 15 kg
Art. 303 (divaricazione indicativa 18 cm)



Salopette CORRETTIVA

La più sicura ed efficace alternativa alle terapie tradizionali della displasia dell'anca nei primi mesi di vita del neonato.



Disponibile in 4 misure:

(Nota: le misure vanno prese con i vestiti addosso)

- MISURA 0:** (indicativamente per bimbi con nascita pretermine)
Art. 400 divaricazione indicativa 14 o 16 cm
- MISURA 1:** divaricazione indicativa 18 o 20 cm
Art. 401
- MISURA 2:** divaricazione indicativa 20 o 22 cm
Art. 402
- MISURA 3:** divaricazione indicativa 22 o 24 cm
Art. 403