



Rapid-Eco & Eco-Support

... Sicherheit und Präzision erfunden und entwickelt von Prof. Graf



Rapid-Eco (Art. 5000)

Ultraschall Positionierungsschale – Graf Methode

RapidEco die Positionierungsschale aus hochwertigen Materialeien ermöglicht eine rasche und schonende Untersuchung ohne Fremdhilfe. Die exakte Lagerung und Fixierung gewährleisten präzise Untersuchungsergebnisse. Alle Materialeien sind waschbar und entsprechen dem neusten Standard.

(Abmessungen in cm: 75 Länge x 42 Breite x 20 Höhe)

Eco-Support (Art. 5001)

Führungsarm für die Ultraschallsonde – Graf Methode

Dieser aus Stahl gefertigte Führungsarm ist ein Präzisionsinstrument zur standardisierten Abtasttechnik. Kippfehler mit konsekutiven Fehldiagnosen werden dadurch vermieden. Der Universaladapter zur Aufnahme des Schallkopfes ist für alle gängigen Systeme ausgerichtet und bietet optimalen Halt.

(Abmessungen in cm: 48 Höhe)



Der EcoSupport Führungsarm mit Universaladapter für alle gängigen Schallköpfe geeignet.



Der Viskoelastische Schaumstoff Einlage kann aus der Positionierungsschale herausgenommen werden ist waschbar und kann auch einzeln gekauft werden.