



Rapid-Eco y Eco-Support

... precisión y seguridad, diseñado e ideado por el Prof. Graf



Rapid-Eco (Art. 5000)

Posicionador Ecográfico – Método Graf®

RapidEco es un posicionador ecográfico dotado de sistemas de fijación y de posicionamiento estudiados en el mínimo detalle para garantizar las condiciones más ideales mientras se realiza una ecografía.

En este posicionador el neonato se queda inmóvil en la posición correcta sin que se necesite la intervención de una tercera persona. La presión lateral que inmoviliza los movimientos del niño aumenta proporcionalmente al peso del mismo, lo que le permite al médico hacer una visita rápida y un diagnóstico preciso y sin error.

El posicionador RapidEco se limpia fácilmente, está hecho de materiales de alta calidad. Es fruto de las tecnologías más avanzadas, ofreciendo al médico completa libertad para moverse. (Medidas en cm: 75 largo x 42 ancho x 20 alto)

Eco-Support (Art. 5001)

Brazo-guía para Sonda Ecográfica – Método Graf®

El soporte guía para sonda ecográfica **EcoSupport** se monta sobre la base del posicionador ecográfico RapidEco. Mientras el médico realiza la ecografía y está concentrado en analizar los datos en pantalla, el brazo-guía favorece movimientos precisos, evitando cualquier tipo de error diagnóstico. (Medidas en cm: 48 alto)



Se adapta a las sondas ecográficas más comunes y favorece una sujeción óptima de la misma.



El colchón extraíble es un accesorio envolvente y cómodo hecho de material viscoelástico lavable, que se puede comprar separadamente o como recambio.